


دستورالعمل جعبه خازن

این دستگاه در آزمایشگاه های فیزیک و برق قابل استفاده می باشد.
 کلیدهای سه حالتی تعبیه شده در این جعبه براحتی امکان انتخاب حالت های مقابل را به کاربر می دهد که برای ساخت اعداد مختلف به روش زیر می توان عمل کرد.



که با توجه به مضرب شاخه ای که این ظرفیت از آن انتخاب شده می توان ظرفیت های مختلفی توسط جعبه خازن ایجاد کرد.
 لازم به ذکر است که کلیدهای SELECT بکار رفته در این جعبه خازن، خازن های آن را با یکدیگر موازی می کند. خازنهای بکار رفته در این جعبه خازن حداقل 50V می باشد.