

دستورالعمل ضریب انبساط حجمی مایعات

این دستگاه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از:

۱- پیکنومتر 100mL

۲- پیپت مدرج با ظرفیت 2mL و دقت 0.02mL

۳- گیره ستاره ای

۴- سیرکولاتور (یا سه پایه، توری نسوز و چراغ بونزن)

برای داشتن بیشترین دقت در انجام این آزمایش توصیه می شود که از سیرکولاتور استفاده شود.

در غیر این صورت متعلقات دیگری مانند بشر 100 ml ، سه پایه، توری نسوز و چراغ بونزن به وسایل آزمایش اضافه می شود.

برای طول عمر بیشتر دستگاه توصیه می شود که در صورت استفاده از چراغ بونزن مجموعه در تماس مستقیم با شعله قرار نگیرد.

